

Produkt/Gerät	Klebestelle(n)	
Futter	<p>Unter dem Futternapf. Das Futter sollte anschliessend etwas Zeit für die Einwirkung erhalten (10-15 Min.).</p> <p>Am Futterlagerplatz sind 1-2 Chips ideal, damit das Futter Langzeit-vitalisiert werden kann.</p>	
Halsband	<p>Direkt im Halsband. Hierfür reicht der Kleber in der Regel nicht, dies muss mittels Tape, Bandage etc. manuell erfolgen.</p>	
Schmerzstellen	<p>Direkt dort, wo das Tier Schmerzen empfindet - so gut wie möglich. In der Regel mittels Verband.</p>	
Schlafplatz	<p>Typischer Schlafplatz des Tieres, um diesen mit dem Animal Chip in ein Bioresonanzfeld umwandeln zu können. Einen Chip direkt unter die Schlafmatte oder den Stall geben - bei grösseren Tieren oder Schlafplätzen 2-3 Chips.</p>	